

MESA PARA EXAME / PROCEDIMENTO MODELO 623



CARACTERÍSTICAS:

- Dimensões (cadeira reclinável):
 - ✓ 72,1 cm de largura x 151,1 cm de comprimento (28,38 pol. x 59,5 pol.)
 - ✓ Comprimento com suporte para os pés estendido: 196,9 cm (77,5 pol.)
 - ✓ Altura: mínima 45,7 cm (18 pol.) à máxima 94,0 cm (37 pol.)
 - ✓ Peso máximo do paciente: 181,4 kg (400 lb.)
 - ✓ Suporte para rolo de papel: rolo de 53,3 cm x 8,9 cm

MOVIMENTAÇÃO:





ACESSÓRIOS:

- Braços articulados (9A314001)



- Suporte de joelhos para Urologia, Ginecologia/Obstetrícia (9A411004)



- Bandeja para Urologia ou de Aço Inoxidável (9A70000)



- Suporte para exames de Proctologia (Cólon, Retal) (9A040001)
Especialidades: Urologia, Ginecologia e Proctologia



- Bandeja PC: para apoio de ECG, Notebooks, Tablets PC, etc...
(9A363001)



- Outros Opcionais: inclinação pélvica, gaveta aquecida, estofamento aquecido.

Cores de estofamentos:

Premium Solid
Upholstery Colors





Opção da secção de pernas na espessura do assento (em mesa 223): semelhante ao que seria na Mesa 623. Neste caso a secção de pernas não vai poder ser embutida embaixo do assento. (Thick foot pad).

623-007	MESA DE EXAME: BARRIER-FREE™ EXAM TBL,RCPT-BASEONLY
	Adicionar:
002-0874-XXX	ESTOFADO SEAMLESS (SEM COSTURAS)
002-0971-XXX	ESTOFADO CUT & SEWN
002-0970-00-XXX	ESTOFADO: THICK FOOT PAD
9A040001-XXX	APOIO PROCTOLÓGICO
9A411004	PERNEIRAS ARTICULADAS (COM BRACKETS)
9A413001-271	CLADDING FOR 9A411004
9A89001	PEDAL ou controle manual (adicional)
9A363001	BANDEJA PARA PC/ECG

Obs: XXX = cor a ser escolhida.