

GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA

ALLON®

SEGURO, PRECISO E EFICAZ
NO CENTRO CIRÚRGICO



MANUTENÇÃO DE NORMOTERMIA DE MANEIRA AUTOMÁTICA EM CENTRO CIRÚRGICO. UTI ADULTO, INFANTIL E NEO.

ALLON É UM SISTEMA NÃO INVASIVO DE GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA DIRECIONADO, QUE CONTROLA E MANTÉM A TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE EM TODAS AS ETAPAS DO PERÍODO OPERATÓRIO, SEM IMPACTAR O FLUXO DE AR LAMINAR E POTENCIALMENTE AUMENTAR O RISCO DE INFECÇÕES.

O sistema consiste em uma bomba de calor acionada por algoritmo que fornece água por meio de um sistema de circuito fechado para um envoltório descartável do paciente ThermoWrap®.



Modo Normotermia
Tela principal Allon



- CONTROLE PRECISO E AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA
- TELA COLORIDA, SENSÍVEL AO TOQUE
- INTERFACE SIMPLES E FÁCIL DE USAR COM CONTROLES INTUITIVOS
- MONITORAMENTO EM TEMPO REAL E EXIBIÇÃO GRÁFICA DAS MEDIÇÕES DE TEMPERATURA



Pre-operatório



Intra-operatório



Pós-operatório



THERMOWRAP®

Com sistema de alívio de pressão integrado



WWW.PANMEDICA.COM.BR



CLIQUE PARA ACESSAR!



PANMEDICA

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840
PAN@PANMEDICA.COM.BR