


# LEVICS

**PRECISÃO PARA ESPECIALISTAS**  
ASPIRAÇÃO ULTRASSÔNICA

**Söring**  
INNOVATIVE SURGERY  
TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA



O domínio das técnicas cirúrgicas mais avançadas na neurocirurgia de ponta obriga a Soring a um esforço dedicado no desenvolvimento contínuo de dispositivos médicos. Apostando em colaborações intensas com os mais renomados cirurgiões mundiais.

NA SORING TUDO É  
"MADE IN GERMANY", DO  
DESENVOLVIMENTO AO DESIGN,  
DA PRODUÇÃO À QUALIDADE.



**SONOTRODOS DE  
USO ÚNICO COM DIFERENTES  
COMPRIMENTOS E  
DIÂMETROS**

  
**PANMEDICA**  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

# Sonotrodos USO ÚNICO

Estéreis

A flexibilidade dos diferentes formatos

Sonotrodos standard LEVICS, disponível nos comprimentos de trabalho 36mm, 98mm e 108mm.



- **616K0051** - standard 36mm - 2,0mm | 1,4mm
- **616K0052** - standard 98mm - 2,0mm | 1,4mm
- **616K0053** - standard 108mm - 2,3mm | 17mm

Sonotrodos notched LEVICS, disponível nos comprimentos de trabalho 37mm e 98mm.



- **616K0054** - notched 37mm - 1,9mm | 1,4mm
- **616K0055** - notched 98mm - 2,0mm | 1,4mm

Sonotrodos beveled LEVICS, disponível nos comprimentos de trabalho 37mm e 97mm.



- **616K0056** - beveled 37mm - 1,9mm | 1,4mm
- **616K0057** - beveled 97mm - 2,0mm | 1,4mm

A única gama de produtos abrangente para a aspiração de tumor por ultrassom


- Peça de mão com excelente design para um trabalho preciso.




## Conexão



Verifique se a chave de torque está pronta para uso.



Coloque a chave de torque no Sonotrodo.



Após o CLICK, está conectado.

## VANTAGENS

### O gerador ultrassônico SONOCA 300

- Oferece irrigação e aspiração integradas;
- Máxima preservação de tecidos, evitando sangramentos indesejados;
- Os parâmetros podem ser facilmente ajustados, por sua interface intuitiva.



Procure e siga @panmedica nas redes



[WWW.PANMEDICA.COM.BR](http://WWW.PANMEDICA.COM.BR)

CLIQUE PARA ACESSAR!



**PANMEDICA**  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL  
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840  
[PAN@PANMEDICA.COM.BR](mailto:PAN@PANMEDICA.COM.BR)