

PEÇA DE MÃO (ENP)

NEURO ENDOSCÓPICA

RESSECÇÃO DE TUMORES, CISTOS E HEMATOMAS INTRAVENTRICULARES


NEUROENDOSCOPIA PURA AVANÇADA
COM ASPIRAÇÃO ULTRASSÔNICA



O aspirador ultrassônico SONOCA 300, utilizado com o neuroendoscópio MINOP® InVent, oferece uma técnica precisa e segura para a ressecção de tumores, cistos e hematomas intraventriculares.

■ ABORDAGEM PURAMENTE NEUROENDOSCÓPICA

AMPLA RESSECÇÃO REALIZADA COM APENAS UM ORIFÍCIO DE ENTRADA.



“

O SONHO DE TODO NEUROENDOSCOPISTA É REMOVER COMPLETAMENTE UM TUMOR INTRAVENTRICULAR UTILIZANDO APENAS UM ORIFÍCIO DE TREPANAÇÃO. ESTE SONHO AGORA TORNA-SE REALIDADE COM A UTILIZAÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO INVENT COM O ASPIRADOR ULTRASSÔNICO SORING.

”

PROF. DR. SERGIO CAVALHEIRO
PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA
DE NEUROCIRURGIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO

■ RESSECÇÃO RÁPIDA

O TECIDO É FRAGMENTADO COM POTÊNCIA E ASPIRAÇÃO AJUSTÁVEL.

■ VISIBILIDADE CLARA

ATRAVÉS DE FLUXO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO.


PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

Comprimento de Trabalho
268 mm

Trabalho confortável
Cabo com formato cônico e estriado para um melhor manuseio do instrumento.

Orientação segura do instrumento

A marcação de profundidade indica quando o sonotrodo entra no campo de visão endoscópica.



MICRO INSTRUMENTO ENP PARA MINOP® INVENT

Dados técnicos

Peça de Mão Ultrassônica Endoscópica



- Referência: 92-030
- Irrigação via endoscópio - Aspiração via peça de mão
- Reprocessamento: 150 ciclos



Componentes do produto

Microinstrumento ENP – tubo guia 92-030 para MINOP® InVent



- Referência: 616K0093
- Diâmetro externo do tubo guia: 2,9 mm
- Reprocessamento: 150 ciclos

➔ O gerador ultrassônico SONOCA 300

- Oferece irrigação e aspiração integradas;
- Máxima preservação de tecidos, evitando sangramentos indesejados;
- Os parâmetros podem ser facilmente ajustados, por sua interface intuitiva.



Procure e siga @panmedica nas redes



WWW.PANMEDICA.COM.BR

CLIQUE PARA ACESSAR!



PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840
PAN@PANMEDICA.COM.BR