

SISTEMAS DE HIPOTERMIA E HIPERTERMIA

LINHA
HICO
MEDICAL SYSTEMS

550

VARIO THERM
HIPO/ HIPERTERMIA



AQUATHERM
HIPERTERMIA



- VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS
- VÁRIOS TAMANHOS DE COLCHÕES
- CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS
- COMPACTO E ROBUSTO
- SIMPLES MANUSEIO

Com os produtos HICO Sistemas de Hipotermia e Hipertermia, a temperatura do paciente é controlada de forma fácil e descomplicada. O equipamento micro processado combinado com os colchões e/ou cobertores de água, disponíveis em tamanhos variados, proporciona alta eficiência em processos cirúrgicos, anestesia, terapia intensiva, neonatologia e na maioria dos casos onde o controle da temperatura do paciente é requerido.



→ **Conheça todas as áreas de aplicação**


PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

**ANESTESIA – MEDICINA INTENSIVA – NEONATOLOGIA – CIRURGIA
NEUROCIRURGIA – MEDICINA DE EMERGÊNCIA – ONCOLOGIA – PEDIATRIA
CENTROS DE DOR E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA**

550

HICO-VARIO THERM



O HICO-VARIO THERM 550 combina as vantagens dos sistemas de aquecimento e resfriamento em um dispositivo que economiza espaço. A unidade resultante cobre uma faixa de temperatura de 15 a 39 °C e é adequada para diferentes áreas de aplicação.

660

HICO-AQUATHERM



Sendo ideal para uso em salas de cirurgia, o HICO-AQUATHERM 660 minimiza a queda na temperatura do paciente. Dois colchões de aquecimento protegem o paciente perioperatório contra hipotermia.

A temperatura da água é ajustável dentro de uma faixa de 35 a 39 °C.

Como resultado, haverá menos infecções de feridas, menos complicações cardíacas e menos hemorragias.

ACESSÓRIOS

COLCHÕES NEONATO – PEDIÁTRICO – ADULTO



- Distribuição uniforme da temperatura em toda a superfície do colchão graças à estrutura exclusiva em colmeia;

- Radiotransparente, leve, robusto. Livre de látex e ftalatos.

CARRO SUPORTE



EXTENSÃO DE MANGUEIRA



Aproximadamente 3M.

Fabricante: pfm medical hico gmbh, Colônia, Alemanha.



WWW.PANMEDICA.COM.BR

CLIQUE PARA ACESSAR!



PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840
PAN@PANMEDICA.COM.BR